



Municipalidad  
de Rosario


## Muestra para análisis de Triquina

Traer no menos de 300 g de músculos diafragma, masetero o base de la lengua.

Extraer la muestra y traer inmediatamente al laboratorio.

Si desde la toma de la muestra a la llegada al laboratorio, pasan más de 2 horas, refrigerar la muestra y trasladarla con refrigerantes. **NO CONGELAR.**

Recepción de muestras: lunes a viernes de 8 a 12 hs



- 1 Diafragma (entraña)
- 2 Masetero (carretilla, quijada)
- 3 Base de la lengua

El resultado del análisis estará disponible dentro de las 24 horas de ingresada la muestra.

### Instituto del Alimento

Secretaría de Salud Pública - Municipalidad de Rosario

Lima 865 - Tel: 0341-4804886 / 887 Int. 219

e-mail: laboratorio\_ia@rosario.gov.ar